

720

2022.10.15--388x128mm

אקדח עיסוי קטן

מדריך למשתמש



ראש U/עבור חוליות



ראש עגול קטן/ למפרקים



ראש כדור/לקבוצות שרירים גדולות



ראש שטוח קטן/לכל חלקי הגוף

הוראות

1. לחצן הפעלה/כיבוי (לחיצה ארוכה כדי להתחיל / לחיצה ארוכה כדי לכבות)
2. לחץ על המקש כדי להחליף הילוך
3. ויברטור ניתן להסרה והחלפה. בעת פירוק הוויברטור, פשוט משוך אותו החוצה בכוח.
4. אנה בחר ציוד טעינה 5V לטעינה.
5. בפעם הראשונה, יש לטעון למשך 3 שעות. אנה חבר את כבל הנתונים למתאם 5V לטעינה.
6. סוג כפתור: בעת הטעינה יבהבו 6 נורות, במלאות נדלקות 6 נורות ובעבודה האורות יצינו את מצב ההילוך.
7. סוג מגע: בעת הטעינה צינור הניקסי מציג את עוצמת הסוללה, תוך כדי עבודה הוא מציג את ההילוך.

הוראות בטיחות

סכנה: על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, שריפה ופציעה אישית, יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות הבאות.

השימוש הוא למבוגרים בלבד.

המוצר יכול לשמש רק על משטחי עור יבשים ונקיים של הגוף, ולא ניתן להשתמש בו דרך בגדים. לחץ והזז אותו בעדינות על העור. משך כל חלק פעולה הוא כ-60 שניות.

השתמש במכשיר זה רק על רקמות רכות של הגוף מבלי לגרום לכאב או אי נוחות. אין להשתמש בו על הראש או על כל חלק קשיח או עצמות בגוף.

השתמש רק בראש הרוטט שיכול להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

חבורות עלולות להיגרם בין אם בלחץ מתון ובין אם בלחץ רגיל. אנה בדקו תמיד את האזור שמקבל פיזיותרפיה.

הפסק להשתמש בו מיד ברגע שיש סימן כלשהו לכאב או אי נוחות.

הרחק את האצבעות, השיער או חלקים אחרים בגוף מהפיר ומאחורי הראש הרוטט, מכיוון שהם עלולים להיציבט.

אל תניח חפץ כלשהו בפתח האווור של המכשיר.

אין לטבול אותו במים או לאפשר למים להיכנס לפתח האווור של המכשיר.

אין להפיל את המכשיר או להשתמש בו בצורה לא נכונה.

טען את מטען המכשיר עם VDC 24 בלבד.

בדוק היטב את המכשיר והסוללה לפני כל שימוש.

אין לשנות או לשנות את המכשיר בשום אופן.

לעולם אל תפעיל או טענן את המכשיר בצורה ללא השגחה.

אינדיקציות והתוויות נגד

החדירה העמוקה של המכשיר יכולה להפחית כאבים כתוצאה מנקעים במפרקים, בורסיטיס, התכווצויות שרירים, עצבים והפרעות שריר ושלד אחרות בפרק זמן קצר. כמעט כל מחלות הרקמות הרכות קשורות לטראומה, שימוש מופרז בשרירים או יציבה לא תקינה, וניתן לטפל ברוב הרקמות הצלקות המעורבות במחלות אלו באמצעות מכשיר זה. הימנע ממתח מוגזם ופיזיותרפיה ממושכת בעת השימוש במכשיר. הימנע גם מאזורים רגישים כמו ראש, פנים וחוליות הצוואר. הפסק פיזיותרפיה אם יש דלקת, נפיחות או כאב מוגבר.

המחקר המתמשך עוסק בהשפעה של אימון רטט על מצבים רפואיים ספציפיים. סביר להניח שהדבר יפחית את סוגי ההתוויות שהוזכרו לעיל, והניסיון המעשי הראה שבמקרים רבים, זוהי גם המלצה לפיזיותרפיה לשלב אימוני רטט בתוכניות פיזיותרפיה. זה חייב להיעשות על ידי, או בחברת, רופא, מומחה או פיזיותרפיסט.

התוויות נגד	אינדיקציות
< מפרצת, דימום, שימוש במדללי דם < מחלת לב, עם קוצב לב או דפיברילטור < הריון, סרטן < בתוך 90 יום מהקיבוע התוך מפרקי, אין להשתמש במכשיר בתוך 3 אינץ' < מהקיבוע הפנימי < אזור רגיש: ראש, פנים, חוליות הצוואר, עמוד שדרה < מצבים קרובים לעצמות עם פחות כיסוי שרירים: השוקה, גב כף הרגל, גב היד	< כאבים והתכווצויות עקב פציעת שרירים, נקעים, מתיחות < עוזר לריסמת נוזל הבצקת באזור הנפוח < הרגע עיבוי רקמות חיבור ופשויות להפחית את הצטברות חומצת חלב במוסיות < הגברת ניידות המפרק < הסר עייפות שרירים

Use Method

Operation Program of Lower Limbs

Prone position

Small flat head vertically downward

Hamstring	
Biceps femoris	20s-30sx3 times
Semitendinosus	20s-30sx3 times
Semimembranosus	20s-30sx3 times

The movement direction is from up to down.

Small flat head outward 45°

Gracilis	10s-15sx2 times
Adductor longus	10s-15sx2 times
Adductor brevis	10s-15sx2 times
Triceps surae	
Gastrocnemius	20s-30sx3 times
Soleus	20s-30sx3 times

The movement direction is from up to down.

Small round head vertically downward

Popliteus	
Knee straightening position	15s-30s
Knee bending position	15s-30s

Supine position

Small flat head vertically downward

Quadriceps femoris	
Rectus femoris	30s-45sx2 times
Vastus lateralis	30s-45sx2 times
Vastus medialis	30s-45sx2 times
Vastus intermedius	30s-45sx2 times

The movement direction is from up to down.

Small flat head vertically downward

Sartorius	30S-45S
Tensor fasciae latae	15s-20sx2 times
Tibialis anterior	15s-20sx2 times
Peroneus longus	15s-20sx2 times
Peroneus brevis	15s-20sx2 times

The movement direction is from up to down.



Use Method

Gonarthrits

Supine position

Small flat head vertically downward

Quadriceps femoris	
Rectus femoris	30s-45sx2 times
Vastus lateralis	30s-45sx2 times
Vastus medialis	30s-45sx2 times
Vastus intermedius	30s-45sx2 times


The movement direction is from up to down.

The patient slowly and slightly bends the knee.

Prone position

Small round head vertically downward

Popliteus	30s-45s
Knee straightening position	15s-30s
Knee bending position	15s-30s
Triceps surae	
Gastrocnemius	20s-30sx3 times
Soleus	20s-30sx3 times



Small round head vertically downward

Iliac bone edge - iliac bone anterior	30s-1min
Rectus femoris, inguen	1min
Tensor fasciae latae	15s-20sx2 times
Patellar ligament area	20sx3 times

Plantar fasciitis

Prone position (single side)

Small flat head vertically downward:

Hamstring	
Biceps femoris	20s-30sx3 times
Semitendinosus	20s-30sx3 times
Semimembranosus	20s-30sx3 times

The movement direction is from up to down.

U head vertically downward

Popliteus	
Knee straightening position	15s-30s
Knee bending position	15s-30s
Triceps surae	
Gastrocnemius	20s-30sx3 times
Soleus	20s-30sx3 times

The front foot sole touches the ground.

Small round head vertical to planta pedis:
Plantar fascia

Operation Program of Sacroiliac Part

Prone position (single side)

Small flat head vertically downward:

Gluteus medius	30s-1minx4 times
Gluteus maximus	30s-1minx4 times
Piriformis	1min-1.5min
Articulatio sacroiliaca	1min-1.5min



The direction is from inside up to outside down, along the muscular direction.

Hamstring	
Biceps femoris	20s-30sx3 times
Semitendinosus	20s-30sx3 times
Semimembranosus	20s-30sx3 times
From up to down	

Supine position

Tibialis anterior	15s-20sx2 times
Peroneus longus	15s-20sx2 times
Peroneus brevis	15s-20sx2 times

The movement direction is from up to down.





תעודת אחריות

שם היבואן: אייבורי	תאריך רכישה: כמפורט בחשבונית	תיאור מוצר/דגם: כמפורט בחשבונית
שם המוצר: כמפורט בחשבונית	מקום רכישה: אייבורי מחשבים בע"מ	מספר סידורי:
שנת ייצור: 2024	שם הלוקו: כמפורט בחשבונית	טלפון: כמפורט בחשבונית
משך האחריות: כמפורט בחשבונית		

1. תקופת האחריות נקובה בחשבונית הקניה של המוצר (להלן: "תקופת האחריות") ובכפוף לאמור בחשבונית, המהווה חלק בלתי נפרד מתעודת אחריות זו (להלן "תעודת האחריות").
2. ניתנת בזו אחריות לתקופה של 12 חודשים באחריות מלאה (להלן "תקופת האחריות המלאה").
3. החברה מתחייבת לתקן את המוצר התקול, להשיבו למצב בו היה טרם קלקולו למעט אובדן מידע. במידה ומוצר אינו ניתן לתיקון על פי שיקול דעת החברה, החברה תחליף אותו במוצר שווה ערך בביצועיו הטכניים או גבוה יותר או תשיב את התמורה לצרכן על פי שיקול דעת החברה.
4. השירות ניתן בתחנת שירות החברה ו/או ע"י גורם המוסמך על ידה. יתכנו מקרים שבהם תוביל ותתקן את המוצרים במקום שונה ממקום מסירתם על ידי הלוקו. הלוקו ימסור את המוצר בשלמותו לתחנת השירות.
5. לחלק מהמוצרים קיימים סימונים כגון מדבקת ברקוד, מדבקת מספר סידורי וכו'. חל איסור על הסרת המדבקות והסימונים, הסרתם תשלול את אחריות החברה.
6. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה (לא כולל מי' שבתות וחגים) מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.
7. החברה לא תהיה אחראית לכל הפסדים (שירים ו/או עקופים) או נזק שנגרם ללוקו ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה של המוצר ו/או הפסד מכל סוג שהוא בגין שהיית המוצר בתיקון. אלא רק לתיקונו/החלפתו בהתאם לתנאים לעיל.
8. אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר שנרכש למטרה ו/או לתאימות מול מוצר אחר של הלוקו ו/או התאמת המוצר לעבודה עם תוכנות ו/או יישומים מכל מין או סוג שהוא.
9. תעודה זו אינה מכסה:
 - א. דמי הובלה וביטוח המוצר מבית הלוקו אל תחנת השירות וחזרה ללוקו.
 - ב. ביקור טכני בבית הלוקו לשם תיקון או בדיקת המוצר.
 - ג. התכולות, בלאי או שבר שנגרמו לחלקים המתבלים של המוצר לרבות צבע, חלקי גומי, פלסטיק, זכוכית, משחה טרמית וכד'.
 - ד. כל נזק שגרם לתוכנה ו/או להתוניה מבהלך השימוש במוצר ו/או בעת תיקונו.
10. באחריות הלוקו לגבות את הנותנים בהתאם לצרכיו, אין אחריות לנותנים ו/או למידע הקיים במחשב ובכל אמצעי אחסון אחר. באחריות הלוקו לשנות סיסמא למוצר מסיסמת ברירת המחדל של המוצר לסיסמא אישית שלו.
11. אחריות זו לא תהא תקפה במקרים הבאים:
 - א. במידה והמוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות החברה ו/או היצרן, משימוש לא נכון ו/או זדון, רשלנות של הלוקו ו/או כתוצאה משבר בחלה ו/או חוסר טיפול בסיסי במוצר ו/או כתוצאה מכוח עליון (שריפה, חדירת מים או נוזלים אחרים, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מכת מתח וכיוצא"ב) ו/או אריזה והובלה שאינם תואמים את סוג המוצר או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש והפעלה גריליים של המוצר. במקרים שהובאו לעיל תהיה ללוקו אחריות לתקנם במעבדה בתשלום שייקבע ע"י החברה/היצרן ובהתאם לסוג התיקון.
 - ב. במקרה של זדון, רשלנות, הונאה או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלוקו או מי מטעמו ולרבות קלקול או נזק כתוצאה משבר, התפוצצות, קורוזיה, נפילה או פגיעה מכל סוג שהוא.
 - ג. במידה והמוצר נפגע מתקלה ברשת החשמל או מחיבור לא נכון למקור אנרגיה בלתי מתאים או בלתי תקין.
 - ד. במידה ובוצע תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת החברה ו/או מי שהוסמך על ידה, לרבות פתיחת מרכיבים, החלפת חלקים וכד'.
 - ה. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג לרבות וירוסים ו/או התקנה לא נכונה של תוכנה.
 - ו. במקרים של אי תשלום או פירעון מלא תמורת הציוד או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
12. מיקום תחנות השירות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן למסור ציוד אשר באחריות החברה בכל אחד מסניפי החברה אשר משמשים גם כנקודת שירות לשם העברתו למעבדה.

לרשימת נקודות השירות בסניפי אייבורי יש להכנס לקישור הבא:
<https://www.ivory.co.il/stores.html>

או ליצור קשר טלפונית במספר 02820* (מוקד השירות הטלפוני של אייבורי)

שירות לקוחות בווטסאפ:  050-766-4440